



Załącznik nr 20: pobieranie i transport nasienia

Potrzebne akcesoria: jałowy pojemnik z nakrętką, jałowe gaziki, woda, mydło

Nasienie - przed pobraniem materiału ściągnąć napletek i umyć żołądź prącia 3x używając wody z mydłem i jałowych gazików. Materiał pobrać bezpośrednio do jałowego pojemnika z nakrętką.

Transport.

Materiał najlepiej natychmiast, maksymalnie dopuszcza się 0,5h transport, dostarczyć do laboratorium nie dopuszczając do oziębienia próbki.

